


Calibration du pH

- Allumez l'appareil .
Définissez la gamme de tampons à utiliser.
Enlevez le capuchon contenant le KCl 3M
Ouvrez l'orifice de remplissage de l'électrolyte *(1)
- Sélectionnez le canal pH à l'aide des flèches .
- Appuyez sur la touche .
Rincez l'électrode avec de l'eau MiliQ et enlevez délicatement les gouttes d'eau résiduelles avec un papier Kimtech
Immergez l'électrode dans la 1^{ère} solution tampon et appuyez sur la touche .
Commencez avec la valeur de pH la plus faible
- Saisissez manuellement la température.
Continuez avec
- Définissez le pH buffer 1 (pH 4 ou pH7)
Continuez avec
- La 1^{ère} solution tampon mesurée :
Sortez l'électrode de la solution tampon, rincez là avec de l'eau MiliQ et séchez délicatement.
Poursuivez avec la touche
- Immergez dans le deuxième solution tampon
Définissez le pH buffer 2 (pH 7 ou pH 10)
Continuez avec
- Le résultat de la calibration s'affiche sous forme de diagramme.
Enregistrez l'étalonnage avec la touche ou annulez avec la touche .
L'électrode est maintenant prête pour vos mesures
- Bonne calibration
Calibration acceptable
Mauvaise calibration
Nettoyer la sonde et refaire la calibration

Mesure du pH

- Vérifiez que l'appareil soit allumé.
- Enlevez le capuchon contenant le KCl 3M.
- Ouvrez l'orifice de remplissage de l'électrolyte *(1)**
- Rincez la sonde pH à l'eau MiliQ et enlevez délicatement les gouttes d'eau avec un papier Kimtech.
- Immergez la sonde dans la solution à analyser.
- Attendez que la mesure se stabilise.



En fin d'analyse :

- Rincez la sonde pH à l'eau MiliQ et enlevez délicatement les gouttes d'eau avec un papier Kimtech.
- Remettez le capuchon pour conserver l'électrode dans le KCl 3M
- Fermez l'orifice de remplissage de l'électrolyte *(1)**

NE PAS LAISSER SÉCHER L'ÉLECTRODE, TOUJOURS STOCKER DANS KCl 3M